

1550005 - CoaguChek® INRange toestel - 1 st



Beschrijving

De CoaguChek® INRange is een INR-meter voor zelfmeting waarmee patiënten hun INR-waarden kunnen controleren, waar en wanneer ze maar willen.

De technologie en kwaliteit van de CoaguChek® INRange staan ??erom bekend dat ze de zelfmeting van patiënten die met VKA worden behandeld, op een veiligere, nauwkeurigere manier vergemakkelijken. De betrokkenheid van patiënten bij zelfmeting en monitoring van hun INR stelt hen in staat om meer in hun therapeutische doelzone te blijven, wat helpt om het risico op bloedingen en trombose geassocieerd met vitamine K-antagonisten te verminderen.

Kit CoaguCheck INRange bevat:

- Draagkoffer, voor het opbergen van alle systeemcomponenten, inclusief de teststripfles
- CoaguChek® INRange-meetapparaat
- CoaguChek® Softclix prikpen (voor gebruik door één patiënt van het systeem) en gebruiksaanwijzing
- 20 CoaguChek® Softclix-lancetten
- 4 AAA-alkalinebatterijen
- USB-kabel
- Gebruikershandleiding en beknopte handleiding

Specificaties

Merk	Roche
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1550005
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Stuk