

1518852 - Pozzi tang - plastic - 25 cm - steriel - 1 x 50 st



Beschrijving

De **Gyneas** Pozzi tang is een instrument dat gebruikt wordt in de verloskunde en gynaecologie om de baarmoederhals te klemmen. Het stelt de arts in staat de toegang tot de baarmoederholte te vergemakkelijken bij het inbrengen van instrumenten. De Pozzi tangen zijn steriel en voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 25 cm
sku	1518852
Samenstelling	Plastic
Steriel	Ja
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos