

## 1542256 - Schiller Cardiovit AT-1 G2



### Beschrijving

Gebaseerd op de solide reputatie van voorganger **Schiller AT-1** onderscheidt de AT-1 G2 zich door zijn up-to-date technologie, een uitstekende signaalkwaliteit en de toepassing van het nieuwste interpretatie-algoritme.

De Cardiovit AT-1 G2 is ontwikkeld met gebruiksvriendelijkheid in het achterhoofd. Patiëntengegevens kunnen worden opgeslagen met een eenvoudige druk op de knop. Met het vereenvoudigd toetsenbord en een 5 inch kleurscherm was een ECG-opname nog nooit zo eenvoudig.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	1542256
<b>Opties ECG</b>	ETM
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk