

1515943 - Seca 285 draadloos meetstation voor lengte en gewicht - klasse III - 300 kg - 220 cm - 1 st



Beschrijving

Met het EMR-compatibele meetstation seca 285 kunt u meten en wegen in één stap. Andere voordelen omvatten de hoge weegbereik van de weegschaal, die in een stabiel glazen platform is geïntegreerd, de hielaanslag en het vaste hoofddeel met de geïntegreerde seca Frankfurt Line – voor een precieze positionering van het hoofd. De seca 285 is uitgerust met twee schermen, eentje om de lengte van het hoofddeel direct af te lezen, en een multifunctioneel aanraakscherm met drie regels voor de weergave van de lengte, het gewicht en de automatisch berekende BMI. Daarnaast heeft de weegschaal een fijne schaalverdeling van 50 g, waarmee de gebruiker zelfs geringe veranderingen van het gewicht van de patiënt kan vaststellen.

- Netwerkconnectiviteit dankzij seca 360° wireless-technologie
- Frankfurtlijn voor exacte hoofdpositionering
- Fijne schaalverdeling van 50 g en hoog weegvermogen van max. 300 kg
- Automatische BMI-berekening
- Multifunctioneel drieregelig aanraakscherm geeft gewicht, lengte en automatisch berekende BMI weer

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	300 kg
Met meetlat	Ja
BMI indicatie	Ja
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1515943
Gradatie weegschaal	50 g < 150 kg > 100 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale statiefweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk