

1106526 - HEINE manuele bloeddrukmeter g5 - 1 slang - velcromanchet volwassenen - 1 st



Beschrijving

Manuele bloeddrukmeter van **Heine** met exclusief drukverdelingssysteem is vervaardigd uit aluminium met schokbestendig en een schokabsorberende, antislip coating. Met een verstelbare lichtmetalen lepel, geschikt voor zowel links -als rechtshandigen, grote insufflatiebol dat 50% groter is voor zodanig dat de manchet snel kan worden opgeblazen. Met een exclusief ontluchtingsventiel dat zorgt voor een fijne en nauwkeurige aanpassing van de luchtafgiftesnelheid en het snel kunnen leeglopen. Een rubberen stop voorkomt klepvergrendeling. Met een enkelvoudige manchet van hoge kwaliteit met velcro sluiting.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINM-000.09.230
sku	1106526
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk