

1543419 - Digitale bloeddrukmeter BM26 - bovenarm - omtrek 22-35 cm - 1 st



Beschrijving

Digitale bloeddrukmeter van **Beurer** voor de bovenarm bepaalt volautomatisch je bloeddruk en hartslag. Heeft 4 x 30 geheugenplaatsen die door 4 personen kan gebruikt worden. Geeft het gemiddelde weer van de laatste 3 metingen, en heeft een risico indicator. Detecteert arrhythmie en geeft de datum en tijd weer. De bloeddrukmeter schakelt automatisch uit en heeft een lage batterij indicator.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543419
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk