

## 1023866 - Compressieverband - lange rek - 6 cm x 7 m - 1 st



### Beschrijving

**Bastos Viegas** elastische compressiewindel is zeer rekbaar en heeft een krachtige compressiekracht en makkelijk aan te brengen. Voor een goede reabsorptie verbetering van hematomen, profylaxe van trombose, nazorg van schade aan spataderen en voor therapie van veneuze insufficiëntie. Wanneer de windel is uitgerekt zijn er 42 draden/cm<sup>2</sup> en 7m in gestrekte lengte. Wasbaar op 30°C.

## Specificaties

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Merk</b>                   | Bastos Viegas   |
| <b>Samenstelling</b>          | Katoen, polyester, polyurethaan - 132 gr/m <sup>2</sup> |
| <b>Steriel</b>                | Nee   |
| <b>Zelfklevend</b>            | Nee   |
| <b>Soortgelijke producten</b> | Nee   |
| <b>sku</b>                    | 1023866   |
| <b>Kleur</b>                  | Bruin   |
| <b>Maat</b>                   | 6 cm x 7 m  |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDR - 2017/745/EU - Klasse I                            |
| <b>Type verpakking</b>        | Stuk  |