

1533444 - Loup lamp op statief Ø 12 cm - 1 st



Beschrijving

Lamp op statief met een loupe van 5 dioptrieën dat een sterk licht afgeeft, met wielen en een voet met rem. Met een vergroting tot 2,5x, met een gewicht van 5 kg. Geen Medical Device.

Specificaties

Touchless bediening	Nee
Dioptrie	5
Samenstelling	Lamparm, buis: gelakt staal, lampkop en voet: polyamide, glas
Lengte van de arm	105 cm
sku	1533444
Categorie onderzoekslampen	Loupelamp
Model onderzoekslamp	Statief model
Type verpakking	Stuk