

1012770 - Accutrend Cholesterol - teststrips - 1 x 25 st



Beschrijving

Gebruik de cholesterol-strips bij de Accutrend Plus bloedsuikermeter van Roche. De meting neemt enkele minuten in beslag, maar kan men eenvoudig uitvoeren.

- Meetduur: 180 seconden
- Testprincipe: reflectiefotometrie
- Hoge precisie en nauwkeurigheid over het gehele meetbereik

Specificaties

Merk	Roche
Verificatiecode	Nee
Data transfer via wifi	Nee
sku	1012770
Soortgelijke producten	Ja
Categorie glucometer	Glucometers en teststrips
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Stuk