

1022150 - Pocket emergency mask - niet-steriel - 1 st



Beschrijving

De pocket emergency mask wordt voornamelijk gebruikt voor mond-/maskerbeademing in geval van nood (ademhalingsstilstand) voor volwassenen, kinderen en zuigelingen. Op de pocket-mask kunnen beademingsapparaten worden aangesloten, zoals bijvoorbeeld beademingsballonnen of zuurstofventilatoren. De pocket mask is verpakt in een plastic doosje en bevat een wegwerpventiel en hydrofoob filter, zuurstofaansluiting en hoofdband.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Steriel	Nee
sku	1022150
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk