

1575857 - Schiller 10-LEAD PATIENT CABLE - 3,5 m IEC Clip type - 1 st



Beschrijving

Stresspatiëntkabel van het merk **Schiller**. 10-lead kabel met clip-type stekkers. Deze kabel kan gebruikt worden met de volgende apparaten AT-110, AT-102, AT-10 Plus, AT-10, AT-60, CS-200 en CS-100 en AT-104.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1575857
EKG categorie	ECG kabels
Type verpakking	Stuk