

1622503 - HEINE standaard F.O 4 LED NT laryngoscoop batterijhandvat - Heroplaadbaar - 1 st



Beschrijving

Het **HEINE Standard F.O. 4 NT Laryngoscoop batterijhandvat** combineert betrouwbaarheid, gebruiksgemak en geavanceerde LED-technologie. Deze handgreep is **compatibel met alle laryngoscoopbladen volgens de ISO 7376 (Green Standard)** en biedt maximale flexibiliteit in iedere medische setting.

Van batterij naar oplaadbaar

Met een eenvoudige wissel van het onderste inzetstuk kan het handvat moeiteloos worden omgezet van een batterijmodel naar een **oplaadbare laryngoscoop handvat**. Dit zorgt voor duurzaamheid, efficiënt gebruik en lagere operationele kosten.

Fade-Out Feature

Dankzij de unieke **Fade-Out functie** neemt de lichtintensiteit geleidelijk af, zelfs bij lage resterende capaciteit. Dit garandeert een **betrouwbare verlichting** en optimale efficiëntie bij zowel droge als oplaadbare batterijen.

LEDHQ – De hoogste standaard in LED-verlichting

Niet alle LED's zijn gelijk. **HEINE LEDHQ (LED in HEINE Quality)** staat voor een nieuwe norm:

- Nauwkeurige kleurweergave (CRI zo hoog mogelijk)
- Optimale lichtintensiteit zonder verblinding
- Geavanceerd thermisch management voor constante prestaties
- Hoogwaardige materialen en duurzame afwerking

Met **HEINE LEDHQ** bent u verzekerd van de **beste zichtbaarheid en diagnostische zekerheid** tijdens elke ingreep.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-008.22.894
sku	1622503
Bebat tax	0.05 EUR
Compatibel met	Compatibel met alle bladen conform de norm ISO 7376 (groene norm)
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk