

1609153 - Jelonet paraffine vetgaaskompressen - 15 cm x 2 m - steriel - 1 x 12 st



Beschrijving

Jelonet paraffine vetgaaskompres van **S&N** is gemaakt van speciaal geweven, wijdmazig katoen gaas, geïmpregneerd met witte paraffine. De draden zijn in elkaar gevlochten waardoor het niet rafelt.

Het kompres werkt verzachtend, verkleeft niet aan de wond en zorgt ervoor dat het wondvocht onbelemmerd door een absorberend kompres wordt opgenomen. Het is een neutraal vetgaaskompres en dus ideaal bij gebruik van ongeacht welke uitwendige antiseptisch of antibiotica.

Jelonet is geschikt voor de verzorging van brandwonden, open wonden, snij -en schaafwonden, beenculcera, decubitus maar ook voor het afdekken van zalven op de wond of huid.

Gebruiksaanwijzing: Jelonet gaaskompres kan makkelijk geknipt worden naar een gewenste afmeting, na gebruik is het kompres makkelijk in 1 keer te verwijderen.

Specificaties

Merk	Smith & Nephew
Samenstelling	Katoen gaas met paraffine
Steriel	Ja
sku	1609153
Aantal per verpakking	1 x 12 st
Maat	15 cm x 2 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
Type verpakking	Doos