

1543500 - IL 35 infraroodlamp 150W met timer - 1 st



Beschrijving

Infraroodlamp met een elektrische timer (3 niveau's) en een automatische uitschakeling geeft een rustgevende warmte af. De behandelingstijd is steeds in intervallen van 5 min.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 14.5 cm, H 17 cm, L 26 cm
SKU leverancier	61612
Vermogen	150 W
sku	1543500
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk