

1601705 - Keiser Air250 Military Press



Beschrijving

Door de zittende positie biedt de Keiser Air250 Military Press meer stabiliteit bij de oefening boven het hoofd. De zitting is volledig instelbaar, zodat mensen van ieder postuur kunnen trainen. De rugleuning is dusdanig ontworpen dat deze een goede steun aan de onderrug geeft. Doordat men met een zeer lage weerstand kan beginnen met trainen, is dit toestel ook ideaal voor beginners en oudere sporters.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 155 cm
SKU leverancier	001621BP
Weerstand	6-92 kg
sku	1601705
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk