

HUN1US1 - Ultrasound US1 transducer voor baby dopplex



Beschrijving

De Huntleigh Ultrasound Transducer (# US1) is een handapparaat dat wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van ultrageluid. Het is ontworpen voor gebruik met de Sonicaid BD4000xs foetale monitor.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	HUN1US1
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk