

1543417 - Digitale opstapweegschaal XXL met bodyfatanalyse BG51 - 200 kg - 1 st



Beschrijving

Digitale opstapweegschaal met een multi-display toont alle waarden in één oogopslag: gewicht, lichaamsvet, % water in het lichaam, spierpercentage, botmassa en AMR- calorieweergave. Met BMI-berekening, geheugen voor 10 gebruikers en een inschakeltechnologie (Quick start). Schakelt automatisch uit en geeft overbelasting aan.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Ja
CNK-code	CNK 3058-906
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543417
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk