

1545147 - Washandjes gemoltoneerd - 15 x 23 cm - 15 x 50 st



Beschrijving

De gemoltoneerde washandjes zijn ontworpen om bescherming te bieden en om hoge normen van hygiëne te handhaven voor zowel patiënt als verplegend personeel.

- zeer absorberende, zachte washandjes zeer bestendig voor langdurig gebruik (80 g/m² gelast).

Specificaties

Samenstelling	80g/m ²
sku	1545147
Normeringen	ISO 13485
Maat	15 x 23 cm
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Type verpakking	Doos