

## 1576575 - 3M™ Littmann® lightweight II - lichtbruin - set



### Beschrijving

De stethoscoopenonderdelen kit voor de **3M™ Littmann®™** Lightweight II bevat een lichtbruine ring, een instelbaar diafragma en een zwarte anti-koude ring. De kit bevat ook een paar flexibele bruine oordopjes.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>sku</b>	1576575
<b>Kleur</b>	Lichtbruin
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Set