

## 1532851 - Bedspondebeschermer met rits - 1 st



### Beschrijving

Onrusthek- of bedrandbeschermer van Fico zorgen ervoor dat de patiënt een grote bewegingsvrijheid heeft zonder zich te kwetsen aan de onrusthekken. Het verplegend personeel kan de patiënt comfortabel verzorgen. De beschermers zijn eenvoudig en snel te bevestigen via de ritsluiting. Ze zijn vervaardigd uit PU-stof met zachte vulling van vaste watten op doek. Zowel de buitenstof als de watten zijn brandvertragend. De onrusthekbeschermer is sterk, ondoordringbaar, antiallergisch en huisstofmijtwerend.

### Specificaties

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Merk</b>                | Fico              |
| <b>Product afmetingen</b>  | B 35 cm, L 200 cm |
| <b>Brandvertragend</b>     | Ja                |
| <b>sku</b>                 | 1532851           |
| <b>Bevestigingssysteem</b> | Met rits          |
| <b>Type verpakking</b>     | Stuk              |