

1540801 - Spuiten zonder naald - 2-delig - katheter tip - per stuk verpakt - steriel - 2 ml - 1 x 100 st



Specificaties

Samenstelling	Plunjer: polyethyleen, cilinder: polypropylène
Latex vrij	Ja
Steriel	Ja
Normeringen	EN ISO 7886-1:1997
sku	1540801
Veiligheidsmechanisme	Nee
Inhoud	2 ml
Plaats van de tip	Concentrisch
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Tip	Katheter tip
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos