

1550466 - Relax chair kussen - bi-tec - L 200 cm - 1 st



Beschrijving

Het Relax Chair-kussen is speciaal ontworpen voor rolstoelgebruikers. Dit Chair-model gaat zorgen voor een ondersteuning van de rug en vooral vande armen, zodat zij een comfortabele en ontspannen zithouding kunnen aannemen. Het is smaller en minder gevuld dan het standaardmodel, zodat de rug altijd contact blijft houden met de rolstoel. Het materiaal is brandvertragend.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 200 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1550466
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk