

1618577 - Wigkussen - 20 x 25 x 10 cm - silvertex bekleding - bruin



Beschrijving

Het wigkussen van **Spinetechnics** is een ergonomisch ontworpen kussen dat ideaal is voor het verbeteren van de zithouding en het bieden van extra ondersteuning tijdens behandelingen of dagelijkse activiteiten. Dankzij het slimme ontwerp in de vorm van een wig helpt het kussen de natuurlijke kromming van de wervelkolom te bevorderen, waardoor de druk op de onderrug aanzienlijk verminderd wordt en rugklachten voorkomen kunnen worden.

De kleuren op de afbeelding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
sku	1618577
Kleur	N02-bruin
Maat	20x25x10cm
Type verpakking	Stuk