

1015173 - 3M™ Steri-Strip™ - 6 x 75 mm - 50 x 3 st



Beschrijving

De **3M™** Steri-Strips™ zijn versterkte strips vervaardigd uit microporeus materiaal met een hypoallergene kleeflaag. Voor een snelle, effectieve wondsluiting die gebruikt kunnen worden in de kritieke zorg, spoedgevallen, intensive Care, verloskunde, orthopedie, pediatrie, spoedgevallen en wondzorg.

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	Lijm: polyacrylaat
sku	1015173
Steriel	Ja
Kleur	Wit
Maat	6 mm x 75 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos