

1549232 - Urinezakken - niet steriel - 2 L - terugslagklep - schuifslot - leiding 90 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

De urinezakken van **Axamed** zijn latexvrij, bevatten een connector met dop, hebben een anti-reflux klep en een T-tap afvoer. De urinezak geeft een duidelijke volume aanduiding weer. Bovendien zijn de urinezakken geschikt voor 's nachts of voor bedlegerige patiënten.

Specificaties

Steriel	Nee
Ledigbaar	Ja
sku	1549232
Inhoud	2 l
Type verpakking	Pak