

## 1576767 - Linido verrijdbare douche-toiletstoel zithoogte 53 cm - open voorzijde - wit - 1 st



### Beschrijving

De verrijdbare douche-/toiletstoel met zachte zitting van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De stoel wordt geleverd met geleiderails en kan losstaand gebruikt worden, met een ondersteek of een emmer die als accessoire verkrijgbaar is. Tevens kan de stoel over het toilet worden gereden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2136.1211-02
<b>Wielen</b>	Ja
<b>sku</b>	1576767
<b>Armsteunen</b>	Ja
<b>Rugleuning</b>	Ja
<b>Aantal remmen</b>	4 remmen
<b>Categorie toilet of douche</b>	Douchestoel
<b>Materiaal</b>	Staal gecoat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk