

1013746 - Porofix® - op rol - 1,25 cm x 5 m - 1 x 18 st



Beschrijving

L&R Porofix® is een huidvriendelijke hechtpleister op rol is heel rekbaar en waterafstotend. Kan gebruikt worden voor het fixeren van kompressen, verbanden, veneuze katheters, canules, drainages en sondes.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Steriel	Nee
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
Samenstelling	Viscoseweefsel, synthetische rubberlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
sku	1013746
Kleur	Bruin
Maat	1,25 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos