

## 1543407 - Digitale bloeddrukmeter BC44 - XL display - pols - polsomtrek 14-19,5 cm - 1 st



### Beschrijving

De digitale bloeddrukmeter met XL display voor de pols is bijzonder eenvoudig in gebruik. Dankzij het goed afleesbare, blauw verlichte display en de volautomatische meting van hartslag en bloeddruk is het de perfecte metgezel voor regelmatige controles. Met een verlichte start/stop-knop en een risico indicator. Deze bloeddrukmeter schakelt automatisch uit en heeft een lege batterij indicator.

### Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Beurer                       |
| <b>Bebat tax</b>            | 0.05 EUR                     |
| <b>sku</b>                  | 1543407                      |
| <b>Type bloeddrukmeter</b>  | Digitale bloeddrukmeters     |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |