

## 1501447 - Instrumentenbak 3L - 1 st



### Beschrijving

Een instrumentenbak om bijvoorbeeld endoscopen en andere instrumenten in op te bergen. Dankzij het deksel kan worden voorkomen dat het instrument aangetast wordt door de lucht in de omgeving. Het ontwerp van **Dr. Schumacher** vergemakkelijkt de desinfectie van de instrumenten dankzij de inzetmand.

### Specificaties

|                 |         |
|-----------------|---------|
| sku             | 1501447 |
| Inhoud          | 3000 ml |
| Type verpakking | Stuk    |