

SNG2T100 - SONOGEL® Elektroden-Gel 100 g



Beschrijving

De **SONOGEL® Elektroden-Gel** is een hoogwaardig, klinisch getest contactmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor professioneel gebruik bij **EKG, EMG, defibrillatie** en **Doppler-toepassingen**. Dankzij de huidvriendelijke en formaldehydevrije formule biedt het uitstekende verdraagzaamheid en veilige toepassing in de medische praktijk.

Producteigenschappen van SONOGEL® Elektroden-Gel:

- Geschikt als **contactmiddel voor EKG, EMG, defibrillatie en Doppler**
- **Formaldehydevrij**, huidvriendelijk en zacht voor de huid
- **Niet-druipend** met uitstekende neteigenschappen
- **Neutraal**: geurloos, kleurloos en microbiologisch zuiver
- **Bacteriedodend** met geringe uitdroging
- Zorgt voor **optimale koppelingseigenschappen**
- **Wateroplosbaar** en onder vacuüm geproduceerd
- Geen nadelige effecten op huid, kleding of elektroden
- Handige **tube van 100 g** voor flexibel gebruik

Waarom kiezen voor SONOGEL® Elektroden-Gel?

Met zijn hoge geleidingsvermogen, huidvriendelijkheid en veilige toepassing is SONOGEL® Elektroden-Gel de ideale keuze voor betrouwbare meetresultaten in kliniek, praktijk en onderzoek. Dankzij de niet-druipende samenstelling blijft het precies op de plaats waar het nodig is – zonder resten achter te laten of huidirritaties te veroorzaken.

Specificaties

Merk	sonogel
sku	SNG2T100
Inhoud	100 g
Type verpakking	Stuk