


1533284 - Schiller Medilog Darwin2 Professional software



Beschrijving

DARWIN2 Professional: perfect voor een klein tot middelgroot holterscancentrum met behoefte aan snelle atriumfibrillatiedetectie.

De automatische analyse van een 24-uurs holteropname duurt minder dan 90 seconden, met uiterst nauwkeurige resultaten. De gegevensbeoordeling is sneller dan ooit: er zijn slechts drie muisklikken nodig om een uitgebreid rapport te genereren.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1533284
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk