

## 1550838 - Integra™ naald Blunt Fill - Tru-Lok - 18G x 1 1/2" - 100 st



### Beschrijving

De **BD** Integra™- Blunt Fill naald is ontworpen om een aanzienlijk lager volume dode ruimte te hebben in vergelijking met een traditionele luer lock spuit en naald, wat kan leiden tot minder medicatieverspilling. Het biedt de arts ook de keuze wanneer de veiligheidsfunctie wordt geactiveerd - voor of na het terugtrekken van de naald uit de patiënt.

### Specificaties

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Merk                  | BD                          |
| Veiligheidsmechanisme | Ja                          |
| Lengte naald          | 40 mm                       |
| Diameter naald        | 12 mm                       |
| Steriel               | Ja                          |
| sku                   | 1550838                     |
| Kleur                 | Rood                        |
| Europese Regelgeving  | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |
| Type verpakking       | Doos                        |