

1550838 - Integra™ naald Blunt Fill - Tru-Lok - 18G x 1 1/2" - 100 st



Beschrijving

De **BD** Integra™- Blunt Fill naald is ontworpen om een aanzienlijk lager volume dode ruimte te hebben in vergelijking met een traditionele luer lock spuit en naald, wat kan leiden tot minder medicatieverspilling. Het biedt de arts ook de keuze wanneer de veiligheidsfunctie wordt geactiveerd - voor of na het terugtrekken van de naald uit de patiënt.

Specificaties

Merk	BD
Veiligheidsmechanisme	Ja
Lengte naald	40 mm
Diameter naald	12 mm
Steriel	Ja
sku	1550838
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos