

## 1600875 - Glucosemeter kit BG5S



### Beschrijving

Controleer uw bloedsuikerspiegel met of zonder smartphone (iPhone en Android smartphones). Met Bluetooth-verbinding met iHealth Gluco+ uw bloedsuikerspiegel en geeft de resultaten weer op een nieuw gebruiksvriendelijk wit LED-scherm en op uw smartphone. Bewaar het apparaat veilig en neem het onderweg mee in het praktische opbergzakje. Inclusief 10 teststrips en 1 prikpen. Teststrips zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

#### Voordelen

- Meting en controle van de glucosespiegel voor diabetespatiënten
- 500 metingen worden bijgehouden op het geheugen van het apparaat
- Volgt gegevens, grafieken en geschiedenis op de iHealth Gluco-Smart App
- Alleen compatibel met iHealth teststrips
- Evaluatie van metingen zoals aanbevolen door internationale richtlijnen
- Deel uw medische gegevens met uw zorgverlener of familie
- Batterij die een maand lang mee gaat. Zodra de batterij bijna leeg is, laat het u dat weten.

### Specificaties

<b>Merk</b>	ihealth
<b>sku</b>	1600875
<b>Categorie glucometer</b>	Glucometers en teststrips
<b>Europese Regelgeving</b>	98/79/EC - Overige
<b>Type verpakking</b>	Stuk