

1628196 - Laserguard - siliconen - oogbescherming - rood - steriel - 25 zakjes



Beschrijving

Laserguard siliconen oogbeschermers zijn naadloos gegoten, ontworpen om te voorkomen dat laserstraling het oog binnendringt, en gemaakt van siliconen elastomeer dat biocompatibel, latex- en ftalaatvrij is.

Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren die bij verschillende golflengten van de lichtbron horen, en uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

Medasil Laserguard siliconen oogbeschermers zijn bedoeld voor gebruik tijdens dermatologische en cosmetische laserbehandelingen rond de ogen, om de ogen te beschermen en laserstraling tegen te houden.

De producten zijn bedoeld voor tijdelijk gebruik bij volwassenen en kinderen (continu gebruik van minder dan 60 minuten).

Specificaties

Merk	medasil
sku	1628196
Kleur	Rood
Materiaal	Silicone
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos