

## 1574676 - GS 225 digitale weegschaal - 180 kg - 1 st



### Beschrijving

Puur en helder design - de glazen personenweegschaal met magisch LED-display ziet er goed uit in elke badkamer. Met een antislip oppervlak, schakelt automatisch uit en heeft een overbelasting indicator.

### Specificaties

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Merk</b>                        | Beurer     |
| <b>Bebat tax</b>                   | 0.05 EUR   |
| <b>Automatisch step-on functie</b> | Ja         |
| <b>Samenstelling</b>               | Glas       |
| <b>Max. gewicht</b>                | 180 kg     |
| <b>sku</b>                         | 1574676    |
| <b>Europese Regelgeving</b>        | 2014/30/EU |
| <b>Type verpakking</b>             | Stuk       |