

1000088 - 3M™ Red Dot™ klefelektrodes voor kinderen Diameter 4,4 mm - 50 st



Beschrijving

De **3M™ Red Dot™** monitoring elektroden gebruiken een vooruitstrevende, erg goed geleidende kleeftechnologie voor een langdurige en stevige hechting, waardoor ze makkelijk en op elk moment verwijderd kunnen worden. De elektroden zijn speciaal gemaakt voor de kritieke zorg, intensive care en cardiologie.

- Micropore® tape achterzijde is conform voor meer comfort voor de patiënt.
- De vaste gel voegt zich naar de huid en maakt hoogwaardige en ononderbroken sporen mogelijk.
- Het biedt goede prestaties tot 30 dagen na opening van het zakje.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	Micropore papieren tape
sku	1000088
Soortgelijke producten	Ja
Doelgroep	Kinderen
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Zak