

1601339 - Onderzoekslamp HEPTA met flexibele arm 114 cm - met dimmer - 1 st



Beschrijving

De professionele HEPTA onderzoekslamp is van een tijdloos design en combineert kracht, veelzijdigheid en robuustheid met intensief gebruik. Zijn ergonomische handgreep is gemakkelijk te hanteren en past zich aan alle medische verlichtingseisen aan. De dimmeroptie staat aanpassen van lichtintensiteit toe voor optimaal en individueel comfort. Kortom, HEPTA leent zich perfect voor algemene medische consultatie en verzorging, kleine chirurgie, gynaecologie en obstetrie, neonatologie en dermatologie. Voor een duidelijk overzicht van de lichtintensiteit verwijzen we graag naar het bijgevoegde schema (zie afbeelding).

Specificaties

Merk	lid
Lichtintensiteit	980 lumen
sku	1601339
	Nee
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Statief model
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk