

1510728 - Sonicaid D930 Foetale audio doppler – met vaste 3MHz probe



Beschrijving

De Sonicaid D930 foetale Audio Doppler van Huntleigh heeft een vaste 3 Mhz waterbestendige probe.

De D930 voldoet aan de stijgende vraag naar een uiterst gevoelige 3Mhz Doppler voor gevoelige detectie zowel in de vroege fase als gedurende de rest van de zwangerschap.

Voordelen:

- Hoge gevoeligheidsprobe voor verbeterd gebruiksgemak
- Waterbestendige probes: overal inzetbaar
- Eenvoudig schoon te maken

Kenmerken:

- Led indicatoren voor duidelijke visuele indicatie van status AAN/UIT en batterij
- Gemakkelijke bediening met gecombineerde AAN/UIT/volumeregelingsknop
- Hoogkwalitatieve speakers met analoge ruisreductie
- Audio output via headseat mogelijk
- Geïntegreerde riem-/zakklep
- Hooggevoelige probes, gekalibreerd en verfijnd om uitstekende prestaties te leveren over een breed bereik qua zwangerschapsduur en BMI
- Geïntegreerde probehouder: beschermt de probe wanneer ze niet gebruikt wordt.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1510728
	Nee
Frequentie sonde	3MHz
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk