

1550477 - EM 37 buikspiergordel - tailleomtrek 70 x 140 cm - 1 st



Beschrijving

Als u regelmatig uw buikspieren traint, kunt u deze ook ondersteunen met de buikverstevigingsriem. Dankzij de verlengband en flexibele tailleomtrek is hij geschikt voor elk postuur. Geeft een begeleidende training van de centrale en laterale buikspieren. Met 4 slijtvaste contactelektroden an geleidend koolstofmateriaal, er is geen contactgel of vervangende elektroden nodig (watercontactelektroden). Voor individuele spierstimulatie kunnen 2 kleefelektroden worden aangesloten (niet inbegrepen). Met een verlengband, 5 trainingsprogramma's tussen 22-31 min, een afteltimer, veiligheidsinschakeling en lege batterij indicator. De riem kan met de hand gewassen worden. Dit apparaat is niet geschikt voor zwangere vrouwen, gebruikers van pacemakers, epileptici en personen met hartritmestoornissen. Wordt geleverd met 3 x 1.5 V AAA-batterijen.

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	64703
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1550477
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk