


1560002 - LYS-5630 zuigset - 1 x 10 st



Beschrijving

Deze Link Yankauer sets zijn vooraf aangesloten op een Pennine zuigaansluiting van 3 meter, LY-3600 Midi inbegrepen. Voor algemene chirurgische afzuiging. Steriel dubbel verpakt in individuele peel pouches.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 300 cm
Steriel	Ja
sku	1560002
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos