

1516777 - Beker 420 - rood - 280 ml - 1 st



Beschrijving

Eenvoudige, kwalitatieve drinkbeker voorzien van een handvat. Vaatwasbestendig tot 70°C. Geschikt voor thermo-sterilisatie en microgolf. Recycleerbaar door granulatie.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1516777
Inhoud	280_ml
Kleur	Rood
Vorm	n.v.t
Type verpakking	Stuk