

1101083 - Deksel voor bokaal 1 liter - New Askir 30 - New Aspiret - 1 st



Beschrijving

Deksel met terugslagventiel voor volumes van pot van 1000 en 2000 ml dat gesteriliseerd kan worden en past op CA-MI wegzuigapparaten van series Askir, Aspiret, Hospivac en centrale vacuümsystemen.

Specificaties

Merk	Cami
sku	1101083
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk