

1560640 - Lederen draagtas voor Cardiovit FT-1 - bruin - 1 st



Beschrijving

Bruine nubuck kwaliteit lederen tas speciaal ontworpen voor de Schiller Cardiovit FT-1 scope. Het is voorzien van ritsen, 2 handgrepen, 2 voortassen en gewatteerd voor optimale bescherming. Een exclusief product van Arseus Medical.

Specificaties

Verstelbare schouderriem	Nee
sku	1560640
Aantal handgrepen	2
Aantal voortassen	2
EKG categorie	ECG draagtassen
Materiaal	Nubuck
Kleur	Kastanjebruin
Type verpakking	Stuk