

1546231 - Linido verstelplaat zit zonder rug - wit - 1 st



Beschrijving

Om optimaal te genieten van de voordelen van een ergonomische douchezitting is het belangrijk dat de zithoogte is afgestemd op de gebruiker. De juiste zithoogte vergemakkelijkt het opstaan en het stabiel zitten tijdens het douchen. Samen te gebruiken met LI2201.200-2201.001-2221.021.

Met de hoogteverstelplaten is het mogelijk om de douchezitting eenvoudig in hoogte te verstellen. Deze platen kunnen ook achteraf gemonteerd worden.

Het verstelbereik van 150 mm is ruim voldoende om de juiste zithoogte voor zowel kleinere als langere gebruikers in te stellen. Dit kan ook handig zijn bij kinderen die nog in de groei zijn: de douchezitting groeit mee, zonder extra gaten in de muur te moeten boren.

De hoogteverstelplaten kunnen ook gebruikt worden om een douche voor te bereiden op de komst van een douchezitting. De douchezitting hoeft pas geplaatst te worden als het nodig is. Het ontwerp is zodanig dat het hoogte verstellingssysteem aan het zicht onttrokken wordt door afdekkappen waardoor het geheel er strak uitziet.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2215.1014-02
Samenstelling	RVS
sku	1546231
Kleur	Wit
Type verpakking	Stuk