

1622334 - HEINE diSTANCE working ring - 1 st



Beschrijving

Dankzij de hoge stabiliteit maakt de workingring het mogelijk om elke huidafwijking onder vergroting te onderzoeken en te manipuleren zonder contact, terwijl een constante afstand tussen de huid en de dermatoscoop behouden blijft. De HEINE diSTANCE wordt gebruikt ter vervanging van het gebruikelijke contactopzetstuk voor de HEINE DELTA 30 PRO & de HEINE DELTA 30.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINK-000.34.103
sku	1622334
Categorie dermatoscopen	Accessoires dermatoscopen
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk