

## 1007324 - Tongspatels in hout - niet steriel - 1 x 100 st



### Beschrijving

Niet-steriele tongspatel vervaardigd uit berkenhout geschikt voor medisch gebruik. De tongspatel heeft een lengte van 150 mm, is 1,6 mm dik en heeft een breedte van 18 mm.

### Specificaties

<b>Product afmetingen</b>	B 1.8 cm, L 15 cm
<b>SKU leverancier</b>	70807
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1007324
<b>Soort spatel</b>	Houten spatels
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos