

1549743 - DT100 T - aanzuigstelsysteem met telescopische arm op voet



Beschrijving

De telescopische draagarm T voor mobiel praktisch gebruik. Stand-alone versie, met geïntegreerde vacuümunit DT100. Na onderzoek kan de arm compact worden opgeborgen - perfect waar ruimte schaars is.

- Mobiele bediening
- Bodemplaat
- Zeer solide ontwerp
- Breedte 38 cm
- Diepte 40 cm
- Vier zwenkwielen, waarvan twee afsluitbaar

Specificaties

Merk	Strässle
Normeringen	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
sku	1549743
EKG categorie	Aanzuigsystemen
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk