

1532847 - Relax nekkussen - bi-tec - L 100 cm - 1 st



Beschrijving

Het Neck-model biedt een optimale ondersteuning van de nek. Het kussen zorgt voor comfort tijdens het middagdutje, het TV-kijken. Tijdens het reizen in de auto, trein of vliegtuig voorkomt het neklachten en stramheid na het rusten. Door zijn zeer compacte vorm neemt het amper plaats in.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 100 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1532847
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk