

## 1574130 - Onderzoekstafel Praxis 2 Elite - elektrisch - Perfect bekleding - 1 st



### Beschrijving

De Praxis 2 Elite is de opvolger van de succesvolle Praxis 2 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 42-112cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. De langere rugklep van de Praxis 2 Elite is 81cm lang en zorgt voor een comfortabele zithouding.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Product afmetingen</b>	B 64 cm, L 198 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	42-112 cm
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Nee
<b>sku</b>	1574130
<b>Aantal delen</b>	2-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk